

Carrier RNA 质检报告单

XJ-QR-016


请检编号	20250926	请检日期	2025.09.19	请检人	黄芳
生产日期	2025.09.19	抽检比例	1/1000	产品序号	4003101
产品批号	20250926	产品名称	Carrier RNA		


说明：

产品符合要求，打“√”，不符合要求打“×”，如果需要数据说明，或者不符合要求，在备注中注明详细内容。

编号	/				
要求					
外观要求	√				
纯度要求	√				
浓度要求	√				
电泳要求	√				

备注	本批次共生产 100 支 OD ₂₆₀ 15.815 OD ₂₈₀ 7.987 OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀ = 1.98 浓度：6.308 μg/μl DL 2000 Ladder 点样量 5ul, Carrier RNA 点样量 5ul、8ul				
----	---	--	--	--	--

检验结果	 <table data-bbox="729 1386 859 1588"><tr><th>bp</th><th>ng</th></tr><tr><td>2000</td><td>50</td></tr><tr><td>1000</td><td>50</td></tr><tr><td>750</td><td>100</td></tr><tr><td>500</td><td>50</td></tr><tr><td>250</td><td>50</td></tr><tr><td>100</td><td>50</td></tr></table>	bp	ng	2000	50	1000	50	750	100	500	50	250	50	100	50	合格
bp	ng															
2000	50															
1000	50															
750	100															
500	50															
250	50															
100	50															
		质检员：倪晨杰														

审核意见	 <p>审核人：计亚鹏</p>				
------	--	--	--	--	--

Carrier RNA 检验方法

1. 抽检方法：

每批成品中按 1/1000 的比例随机抽取；如本批 Carrier RNA 少于 1000 支的，抽取 1 支检验。

2. 外观检验：

- (1) 产品外观不允许有缺损、变形、污渍。
- (2) 产品批次与送检单相符。
- (3) 产品的组成与说明书相符。

3. 浓度与纯度检验：

- (1) 取 RNA 用的 Buffer TE 作为空白在 Sim-100 微量分光光度计上调零。
- (2) 取 10 μ l Carrier RNA，溶解于 90 μ l RNA 用的 Buffer TE，制成稀释十倍的 Carrier RNA。
- (3) 取 2 μ l 稀释十倍的 Carrier RNA，在 Sim-100 微量分光光度计上测量，读取并记录 OD₂₆₀、OD₂₈₀ 及浓度值。

4. 电泳检验：

电泳检验操作步骤

在 1% 琼脂糖凝胶上，按下表依次加入 DNA Ladder 和稀释 60 倍的 Carrier RNA，电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

电泳加样顺序：

	DL 2000 Ladder	检验 1	检验 2
Marker/Carrier RNA	5 μ l	5 μ l	8 μ l
6 \times Loading Buffer	--	2 μ l	2 μ l

5. 判断规则：

合格产品：

- (1) 抽检的 Carrier RNA 外观检验符合要求。
- (2) Carrier RNA 的浓度大于 6 μ g/ μ l。
- (3) Carrier RNA 的 OD₂₆₀/OD₂₈₀ 在 2.0 \pm 0.1 范围内。
- (4) 电泳检验，无肉眼可见的基因组 DNA 条带。
- (5) 电泳检验，RNA 片段无明显降解。

上述任何一项指标未达到要求即判为不合格产品。