杭州新景生物试剂开发有限公司 地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路8号4幢5F 邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

Supercoiled DNA Ladder 质检报告单

XJ-QR-016

请检编号	20230447	请检日期	2023.04.27	请检人	李春	
生产日期	2023.04.27	抽检比例	1/1000	产品序号	MD1114	
产品批号	20230447	产品名称	Supercoiled DNA Ladder(1.25ml)			

填写说明:

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打"√"表示产品符合要求,打"×"表示产品不 符合要求,如果不符合要求,在备注中注明不符合项的详细内容。

IM H		
样品 要求 (指标)	检验	对照
试剂盒外观 与组成	√ √	√
电泳检测	√	√
备注	本批次共生产 10ml。	
检验结果		合格. 质检员: 蔡双夸
审核意见		质粒页: 系见夸



杭州新景生物试剂开发有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路 8 号 4 幢 5F 邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

Supercoiled DNA Ladder 质检方法

目的

通过对送检 Supercoiled DNA Ladder 的电泳测试,判断产品是否符合质量要求。

材料、试剂及仪器

- 1. 材料:送检 Supercoiled DNA Ladder、对照其他批次的 Supercoiled DNA Ladder。
- 仪器:移液枪、电泳仪、电泳槽。

\equiv 电泳检测步骤

在 1%琼脂糖凝胶上,按下表依次加入送检和对照 Supercoiled DNA Ladder、阴性对照 (ddH₂O 与 2×核酸染料 1:1 混合物) 电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

	对照 90%	检验 100%	对照 100%	对照 110%	阴性对照	
Supercoiled DNA Ladder	4.5 µl	5 μl	5 μΙ	5.5 μl	5 μl	

四、 质量要求与判断方法:

- 试剂包装外观必须无破损、污渍; 试剂组成必须与说明书对应一致; 试剂标签内容必须 与送检单相符。
- 送检 Supercoiled DNA Ladder 有 8 条清晰的亮带与对照组一一对应、无杂带、无拖尾, 阴性对照无明显条带出现。
- 3. 送检 Supercoiled DNA Ladder 与对照 Supercoiled DNA Ladder 电泳条带的亮度无明显差 异。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。

