杭州新景生物试剂开发有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路 8 号 4 幢 5F邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

中量过滤柱说明书

产品组成

Cat. No.	7402010
中量过滤柱	10 套
说明书	1份

产品储存与有效期

产品储存于常温(0~30℃),可在2年内保持使用性能无明显变化。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部: e-mail: technical@simgen.cn, 电话: 400-0099-857。

产品介绍

中量过滤柱,是 Simgen 质粒 DNA 中量试剂盒(Cat. No. 1010025)/无内毒素质粒 DNA中量试剂盒(Cat. No. 1016025)的配件之一,用于过滤去除中和后产生的沉淀物。

- ·滤膜孔径为1 µm。
- 可承受大于 10000 g 离心力。
- •最大滤过体积为 20 ml。