

## 病毒核酸纯化柱

### 产品组成

Cat. No.	7202050
病毒核酸纯化柱 说明书	50 套 1 份

### 产品储存与有效期

-20℃保存有效期为壹年以上。

### 技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

### 产品介绍

- 特别优选的吸附膜选择性 100 bp-20kb 的 DNA 或 RNA。
- 特别优选的吸附膜非常适合添加 Carrier RNA 的核酸纯化体系使用。
- 极其稳定的核酸吸附性能，室温（15-25℃）放置两年无使用性能降低现象。