

地址: 浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路 8 号 4 幢 5F邮编: 310030 电话: 0571-87381295 传真: 0571-87381297

# 过滤器说明书

#### 产品组成

Cat. No.	7504010
过滤器	10 套
说明书	1 份

### 产品储存与有效期

产品储存于常温(0~30℃),可在2年内保持使用性能无明显变化。

## 技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部: e-mail: technical@simgen.cn, 电话: 400-0099-857。

### 产品介绍

过滤器,也叫过滤器及活塞,可用于核酸过柱吸附前液体中大分子杂质(如变性蛋白等)的去除,防止核酸纯化柱发生堵塞。过滤器不会吸附核酸,常用于中/大量质粒 DNA 提取中的过滤步骤。

- 无需离心,活塞加压,快速过滤粘稠的样本。
- 加厚型筛板, 回推时不容易移位。
- •最大过滤体积为30 ml。